


OCLUSOR DE CIV MUSCULAR POST INFARTO (PI) AMPLATZER™



Medición y Selección del Dispositivo

- Mida el tamaño de la comunicación mediante ecocardiografía.
- Mida el tamaño de la comunicación mediante angiografía.
- Seleccione el tamaño de dispositivo que mida 3 mm por encima de las mediciones obtenidas en la ecocardiografía.

Información de pedidos

Contenido: 1 ocluser

Código de Producto n.º	Tamaño del dispositivo/ diámetro de cintura (mm) (A)	Diámetro del disco (mm) (B)	Longitud de cintura (mm) (C)	Tamaño de vaina mínimo recomendado
9-VSDMUSCPI-016	16	26	10	9 F; Curva de 45° o 180°
9-VSDMUSCPI-018	18	28	10	9 F; Curva de 45° o 180°
9-VSDMUSCPI-020	20	30	10	10 F, Curva de 45°
9-VSDMUSCPI-022	22	32	10	10 F, Curva de 45°
9-VSDMUSCPI-024	24	34	10	10 F, Curva de 45°

Accesorios recomendados

Accesorio	Página
Sistema de liberación 45°o 180° Amplatzer™ TorqVue™	38
Sistema de intercambio 45° o sistema de liberación 180° Amplatzer™ TorqVue™	39
Guía fideo - (9-GW-004) Amplatzer™	48
Guía Amplatzer™ - (9-GW-003)	48