


OCLUSOR DEL FORAMEN OVAL PERSISTENTE AMPLATZER™



Medición y Selección del Dispositivo

Distancia más corta desde la comunicación a la raíz aórtica o distancia desde la comunicación al orificio de la vena cava superior (mm)

Distancia más corta desde la comunicación a la raíz aórtica o distancia desde la comunicación al orificio de la vena cava superior (mm)	Tamaño sugerido del ocluidor del FOP Amplatzer™ (mm)
≥17,5	35
15-17,4	30
12,5-14,9	25
9-12,4	18
<9	No implantar dispositivo

Información de pedidos

Contenido: 1 oclisor

Código de Producto n.º	Diámetro del disco auricular derecho (mm) (A)	Diámetro del disco auricular izquierdo (mm) (B)	Longitud de cintura (mm)	Tamaño de vaina mínimo recomendado
9-PFO-018	18	18	3	8 F; Curva de 45°
9-PFO-025	25	18	3	8 F; Curva de 45°
9-PFO-030	30	30	3	8 F; Curva de 45°
9-PFO-035	35	25	3	9 F; Curva de 45°

Accesorios recomendados

Accesorio	Página
Sistema de liberación Amplatzer™ TorqVue™ 45°	38
Sistema de intercambio Amplatzer™ TorqVue™ 45°	39
Guía Amplatzer™ (9-GW-002)	48